

## **OnScreenKeys Guia do usuário**



### **Descrição**

O software OnScreenKeys é uma tecnologia assistiva para pessoas que não podem usar computadores comuns devido alguma limitação.

O teclado virtual de OnScreenKeys provê todas as funções que você normalmente usaria em um teclado real assim como outras características que farão qualquer trabalho no computador mais fácil

Ao invés de pressionar as teclas de um teclado normal, o usuário simplesmente move o cursor do mouse sobre as teclas do teclado virtual e pode facilmente escrever em qualquer campo de texto da tela do computador.

OnScreenKeys provê uma função integrada de mouse que habilitará qualquer usuário a fazer cliques de mouse sozinho, até mesmo se este não foram mais capaz de pressionar os botões de um mouse normal.

Muito mais opções integradas vão fazer do trabalho no seu computador mais facil.

O software inclui um dispositivo de saída de voz, que pode ser usado para enviar mensagens de texto para o altofalante do computador. Integração de vozes adicionais para outras empresas como AT&T, Acapela são possíveis.



## Instalação

### Instalação pelo CD

Se OnScreenKeys foi entregue em CD, coloque-o no seu disco de CD-ROM. A instalação vai iniciar automaticamente.

#### Se a instalação não iniciar automaticamente:

Se a instalação do CD não iniciar automaticamente, OnScreenKeysSetup.exe do CD deve ser iniciado manualmente.

---

## Primeiro início

OnScreenKeys detecta automaticamente qual linguagem você deve especificar como linguagem padrão no Windows® e configura esse software automaticamente de acordo. Você pode trocar a linguagem do teclado com muitas outras opções acessando o menu de configuração, assim você pode entrar usando as opções de botões do teclado:



## Digitando

### Janela de editor de texto

Você precisa abrir uma janela de texto para digitar. Por motivos de demonstração uma janela de texto é aberta automaticamente quando o software é iniciado. Qualquer arquivo executável pode ser definido para iniciar automaticamente quando OnScreenKeys é iniciado.

Você pode digitar em qualquer editor de texto de sua escolha, por exemplo, Microsoft Word® ou software de email.


Por favor lembre-se (assim como digitar em um teclado normal de computador) o cursor precisa estar piscando dentro da janela.



---

### Como clicar em teclas e botões

Para ativar teclas no teclado automaticamente sem tocar os botões do mouse manualmente, a função autoclique ("Hover") precisa ser ativada. O tempo antes de uma tecla ser acionado pode ser livremente ajustado.





## Autoclique-pause botão

Auto-click

Automatic clicks ("Hover") for keyboard and mouse button bar instead of manual clicks

1 Seconds

Enable key repeat

Show auto-click pause button (recommended for head mouse users)

Usuários de mouse de cabeça podem ter benefícios da função autoclique-pause. Se essa opção foi selecionada, o botão autoclique-pause será visível no teclado. Se você quer mudar sua posição na cadeira ou apenas mover sua cabeça, o cursor do mouse vai mover na tela devido ao movimento do corpo, e isso pode acionar teclas no teclado sem desejar. Clicando no "Botão autoclique-pause" uma vez você pode desativar as funções autoclique do teclado, até que o botão seja acionado novamente.

---

V	Vez	Ver	Vou	Vamos
Vai	Você	Vida	Veze	Volta

## Predição de palavra

Quando você digitar a primeira letra de uma nova palavra, previsões do resto da palavra serão mostradas. Se a palavra desejada é mostrada, você pode selecioná-la para digitar essa palavra.

OnScreenKeys fornecer previsão do triplo de palavras. Isso significa que o software vai tentar antecipar a próxima palavra. Quando você ver a palavra desejada, você pode selecioná-la.

---

## Caso maior/ menor

Talvez você irá perceber que OnScreenKeys está tentando definir as letras maiúsculas ou minúsculas do teclado automaticamente. Você pode ativar o botão shift para trocar o estado do shift manualmente.



### Tecla shift

Observe que as palavras selecionadas através dos botões de previsões de palavras vão ser digitadas do modo que estão sendo mostradas na tela. Você pode definir o modo do shift com o botão shift antes de selecionar a palavra.

Se você quer trocar o modo da última palavra digitada você deve selecionar o seguinte botão:



### Tecla shift na palavra



## Correção

Há 3 funções de remover nesse software:



### Remover último caractere

Use esse botão para remover o ultimo caractere.



### Remover última palavra

Use esse botão para deletar a última palavra

---

## Outras teclas



Tecla tab



Tecla shift na palavra



Tecla shift



Tecla esc



Caps Lock (Digitação constante em letra maiúsculas)



Windows



Tecla rápido de texto macro



Remover palavra do livro de palavras do usuário: Se você digitou uma palavra incorreta e não corrigiu ela irá aparecer na previsão de palavra denovo. Para remover essa palavra, selecione esse botão, e então active o clique no botão que mostre a palavra incorreta.



Drive de CD: Abri ou fecha o drive do CD.



Autoclique-pause botão: Com este botão você pode desativar a função de autoclique do teclado. Um vez desativada este função, somente este botão vai ativá-la novamente.



Configurações gerais



Minimizar



Sair



Voz: Ativar / desativar função emissora de fala

---

## Extra-, AltGr- and Ctrl-Key



Teclas extendidas

Clicando na tecla extra no teclado virtual você pode acessar a todas as funções especiais que existem num teclado normal.



AltGr-key

A tecla AltGr é usada para escrever caracteres especiais.



Tecla CTRL

A tecla Ctrl é usada para chamar os atalhos.

O efeito de um atalho depende da aplicação que esta sendo usada.

---

## Adaptando ao teclado

### Línguas Múltiplas

Pessoas que falam mais de uma linguagem terão benefícios da "função troca de linguagem" que permite trocar tanto a linguagem da previsão da palavra quanto o visual do teclado rapidamente.

Por padrão, o software irá usar a linguagem que está sendo usada no Windows®.



Para trocar de linguagem temporariamente, ative a seguinte tecla:

Selecione a palavra desejada de um dos campos em branco abaixo, então clique em "Ativar".

Se você quer trocar a linguagem do seu teclado novamente, você tem que usar o "botão de troca de linguagem" de novo, então clique em "Ativar" na linguagem desejada.



---

### Língua (Configurações gerais)

Para trocar de linguagem que vai ser usada nos menus de usuário e diálogos, escolha a linguagem desejada no menu de configuração.


#### Standard language for word prediction and menus

English (USA)

Language for menus and dialogs in this software. This language will also be as the primary language for word prediction.

## Tamanho do Teclado


O tamanho do teclado pode ser modificado no menu de configuração.



O retângulo azul mostra o tamanho em relação ao tamanho da tela do seu computador.

## Tecclas definidas pelo usuário

Há 4 teclas no teclado que podem ser completadas com qualquer conteúdo no menu de configuração.



## Saída de voz

Por favor observe que essa função só vai ser disponível depois do periodo de teste do software se isso é parte da licença que você comprou.

Com esse botão você pode ativar ou desativar a função de saída de voz.

Dependendo do atual estado, os seguintes simbolos serão mostrados.



Dispositivo de saída de voz desativado.



Dispositivo de saída de voz ativado.



Dispositivo de saída de voz desativado devida a um erro.

Se a função de saída de fala é ativada, toda linha digitada vai ser enviada a engine de fala quando a tecla enter é acionada.



Acionando a tecla enter novamente sem nenhuma palavra nova vai repetir a última frase pronunciada. Isso pode ser útil se você não foi compreendido corretamente.

## Falar cada palavra

Se a opção "Falar simples palavras" é ativada, cada palavra vai ser enviada para a funções saída de fala imediatamente depois de digitado.

Se essa opção não foi ativada, a última linha digitada vai ser enviada para a fala de saída quando a tecla enter for ativada.

---

Para selecionar a voz da saída de fala, você pode ir para o menu de configurações e trocar a voz que é determinada para a linguagem específica.

Por favor, observe que você terá que acionar o botão "Salvar voz" que pode ser encontrado a direita e abaixo do campo de seleção de voz, depois que você tenha modificado a combinação de voz e linguagem.

Se você está usando um software para mais de uma linguagem, você pode selecionar uma diferente voz para cada linguagem.

Se você trocar a linguagem do teclado acionado a tecla de troca de linguagem, a voz que você determinou para essa linguagem vai ser selecionado automaticamente por saída de voz.



### Barra de botões do mouse



Por favor observe que essa função só vai ser disponível depois do período de teste do software se isso é parte da licença que você comprou.

Se você tem dificuldades pressionando os botões do mouse real você deve usar os botões do mouse virtual.

Usando os botões do mouse virtual você pode não estar habituado de primeira, aqui há uma pequena explicação.

Primeiro de tudo você deve considerar que botão do mouse normal para fazer o que você deseja.

Por exemplo, para abrir um arquivo texto você precisaria fazer dois cliques.

Escolha o clique do mouse desejado, então mova o ponteiro do mouse para a localização onde o clique do mouse deve ser executado.

### Função de clique do mouse



**Clique duplo**



**Clique esquerdo**



**Clique direito**



**Clique Arrastar/ Soltar**



**Arrastar repetidos / soltar cliques**  
(for games like e. g. Spider Solitaire)



**Desativa e minimiza a barra de botão do mouse.**



**Maximiza a barra do botão do mouse.**

2 valores podem ser importantes para se trabalhar confortavelmente com as funções de clique do mouse:



**1) Período de insistência**

O tempo de permanência significa o tempo antes do clique do mouse ser realizado no ponteiro do mouse na atual posição.




**2) Tolerância a movimento**

Se você tem problemas mantendo o ponteiro do mouse então você deve mudar a tolerância do tremor.

---

### Tamanho da barra de botões do mouse

O tamanho do botão do mouse pode ser modificado no menu de configurações.




O retângulo azul mostra o tamanho em relação ao tamanho da tela do seu computador.

---

### Compensation for spasticities

Por favor observar que essa função só vai ser disponível depois do período de teste do software se isso é parte da licença que você comprou.

Make real computer mouse ignore clicks.



This option causes the mouse to ignore clicks.

Mouse clicks on e. g. the desktop can only be triggered by the mouse click bar.

This option can compensate for spasticities in hand which may lead to unwanted dragging of files into e. g. the recycle bin.

When this option has been activated, the Escape key on the computer keyboard can be used to deactivate or to resume the ignoring of mouse clicks of the computer mouse.

---

## Macros de texto

### Tecla rápido de texto macro



Acionando a "tecla rápida de texto macro", os títulos dos textos de macros rápidos serão mostrados no teclado.

Quando você acionar um desses títulos, os conteúdos pré assinados desse texto macro serão digitados.

Os títulos e conteúdos dos textos macros podem ser determinados ou criados no menu de configurações.

Você pode por exemplo criar um texto macro com título Despedida e determinar Até mais! como seus conteúdos.

---

## Macros de texto

Talvez 10 textos macros rápidos podem ser pouco para um usuário treinado, é possível adicionar mais textos macros que podem ser acionados por uma certa combinação de teclas.

Os textos macros podem ser pedidos digitando "#" no teclado.

Um modo possível de nomear os textos macros é pelo uso de abreviações.

Agrupando é um bom modo de deixar os textos macros organizados.

Por exemplo todos textos macros que são relacionados com comida devem começar com "comida": no seus nomes.

Desse modo você pode criar nomes que podem ser facilmente reconhecidos, como "Comida:Salada", "Comida:Pão", etc.

---



## Vocabulário

OnScreenKeys fornece um dicionário compreensível por padrão.

O software aprende novas palavras e frases quando você as digita e adota novos estilos de escrita. De qualquer modo, isso pode ser uma boa decisão em alguns casos para importar documentos próprios para fazer com que o software adapte com o seu estilo de escrita imediatamente.

Use o vocabulário importar função no menu de configurações para importar seus documentos de texto.

---

## Extras

### Auto iniciar

OnScreenKeys pode ser configurado para ser iniciado automaticamente quando o Windows® é iniciado.

#### Autostart

Open keyboard automatically when Windows® starts up

---

## Esquema de cores

O plano de cores do software pode ser modificado para compensar por falhas visuais.

Colors


Standard colors

Black/ White


Foreground color

Background color

Auto-click color



Preview



---

## Som

A saída de som para teclas de ação podem ser ativadas ou desativadas.

Sound

Play sound when keys are triggered

---



## Problemas

Para qualquer pedido ou maiores informações por favor mande e-Mail para [info@onscreenkeys.com](mailto:info@onscreenkeys.com)